



MANUAL DE UTILIZARE

AT04105 Genunchieră

cu gamă de mișcare reglabilă



AVERTISMENT GENERAL

Nu utilizați produsul înainte de a citi și înțelege acest manual. Dacă nu înțelegeți niciun avertisment, avertisment sau instrucțiuni, contactați medicul dumneavoastră sau comerciantul cu amănuntul pentru a evita deteriorarea produsului.

Genunchiera cu ceas din material aerisit și elastic întărește articulația, oferă compresie, stabilizare și încălzește ușor articulația genunchiului. Închiderea cu velcro garantează o imobilizare eficientă. Întăriturile laterale cu balamale asigură stabilizarea completă a genunchiului. Produsul are o gamă largă de ajustări. Aparatul poate fi ajustat rapid și ușor la forma corpului pacientului.

Indicatii:

- boală degenerativă
 - instabilitate din cauza leziunilor și leziunilor ligamentelor
 - măsură de protecție în caz de slăbiciune a genunchiului,
 - ușoare entorse ale articulației genunchiului,
 - modificări post-traumatice,
- în timpul reabilitării după proceduri chirurgicale

Contraindicații: nu utilizați produsul dacă s-au folosit lichide sau unguente încălzitoare, nu utilizați în caz de deteriorare a pielii.

Bretele este echipată cu două atele cu unghiuri de flexie și extensie reglabile, care asigură universalitatea stabilizatorului pentru membrul drept și stânga. Patru benzi neelastice ajută la cea mai bună ajustare posibilă a ortezei la articulația genunchiului.

Comentarii:

- Înainte de a pune orteza, citiți acest manual.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că nu există abraziuni ale cusăturilor și elementelor individuale de pe orteză.
- Utilizarea produsului contrar regulilor cuprinse în manual poate duce la complicații grave.
- Utilizați aparatul de orteză conform instrucțiunilor medicului dumneavoastră sau kinetoterapeutului.
- Produsul nu trebuie utilizat în cazul rănilor deschise, abraziunilor, precum și după aplicarea unui gel sau unguent de încălzire.
- Purtarea ortezei pe timp de noapte este posibilă numai dacă este recomandată de medicul curant.
- Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, orteza nu trebuie purtată mai mult de 4 ore pe zi.

Ceas

Orteza dispune de un ceas cu funcția de reglare a unghiului de flexie, extensie și posibilitatea blocării complete sau a gamei complete de miscări folosind pini metalici. Prima setare ar trebui să aibă loc în prezența unui medic specialist.

- Reglarea unghiului de îndoire în intervalul: 0° - 90°.
- Ajustare extensie în intervalul: 0° - 90°.



Instrucțiuni de curățare a produsului:

- Aparatul poate fi spălat numai manual în apă caldă (până la 40°C) cu un detergent slab (de exemplu săpun gri).
- Scoateți suporturile înainte de spălare.
- Nu călcați.
- Nu curățați chimic.
- Nu folosiți înălbitor.
- Protejați împotriva umezelii.
- Nu expuneți la temperaturi ridicate.
- Nu uscați în mașină.
- Uscați plat, strângeți ușor înainte de uscare.

Bretele este pusă din spate și se desfășoară complet, ceea ce o face ușor de pus.

Lungimea bretei:35 cm

Pentru a alege mărimea potrivită, măsurați circumferința genunchiului (cm). Se recomandă ajustarea mărimii încercând orteza:

S: 32-35 cm
M: 35-38 cm
L: 38-42 cm
XL: 42-46 cm
XXL: 46-50 cm
XXXL: 50-54 cm

UTILIZARE

Vă rugăm să aruncați deșeurile municipale în conformitate cu condițiile generale de eliminare aplicabile.

ATENȚIE:Inspectați produsul pentru eventuale daune legate de transport. Dacă observați o astfel de deteriorare, NU utilizați produsul. Mai multe informații de la producător.

ATENȚIE:Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de întreținerea neglijată, de servicii necorespunzătoare sau rezultate din nerespectarea recomandărilor cuprinse în acest manual.

ATENȚIE:Orice incident grav legat de dispozitiv ar trebui raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul sau pacientul.

ATENȚIE:Este interzisă utilizarea produsului în alt mod decât în scopul pentru care a fost destinat.

ATENȚIE:Produs inflamabil.

ATENȚIE:

În cazul unui „incident grav” legat de produs, care a dus direct sau indirect la, poate fi dus la sau poate duce la oricare dintre următoarele:

- a) decesul unui pacient, utilizator sau alte persoane sau
- b) deteriorarea temporară sau permanentă a sănătății pacientului, utilizatorului sau altei persoane sau
- (c) o amenințare gravă la adresa sănătății publice

acest „incident grav” ar trebui raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care locuiește utilizatorul sau pacientul. În cazul Poloniei, autoritatea competentă este Oficiul pentru înregistrarea produselor medicamentoase, a dispozitivelor medicale și a produselor biocide.

ATENȚIE:

În caz de durere, reacții alergice sau alte simptome tulburătoare, neclare pentru utilizator legate de utilizarea dispozitivului medical, consultați un medic.