

Perna rotunda tip colac antiescare, epiziotomie si hemoroizi

- Perna ortopedica rotunda antiescara ofera pacientului confortul necesar, indiferent de tipul scaunului pe care este asezata.
- Perna in forma de colac pentru sezut este recomandata si gravidelor in ultimele luni de sarcina si mamicilor care au nascut pentru perioada de refacere dupa nastere.
- Perna ajuta la distribuirea uniforma a presiunii pe partile laterale ale sezutului, protejand astfel zona aflata in perioada de recuperare dupa nasterea cu epiziotomie sau in cazul hemoroizilor aparuti in timpul sarcinii si nu numai.
- Forma speciala a pernei ofera un confort sporit in pozitia "sezand" atat gravidelor in ultimele luni de sarcina la birou, acasa, sau la volan, cat si mamicilor aflate in perioada de recuperare in urma nasterii.
- Perna se poate folosi atat pe scaunul din masina sau de la birou, cat si pe fotoliul de acasa sau, pentru persoanele imobilizate, in scaunul cu rotile.
- Datorita formei si a materialelor din care este confectionata, perna va ajuta sa eliberati presiunea exercitata asupra coloanei, eliminand sau calmand durerile de spate.
- Perna rotunda este decupata in interior, pentru a preveni aparitia escarelor si a ajuta pielea sa respire, oferind astfel pacientului o doza ridicata de confort.
- Produsele sunt umplute cu un material special – bile din polistirol spuma si romboedre din poliuretan spuma. Datorita calitatii poliuretanului aceste perne pot sa fixeze partea corpului in pozitia dorita.
- Datorita polistirolului, perna nu este alergizanta, deoarece nu leaga poluanti ca polenul, praful si bacteriile.
- Diametru perna 51 cm
- Grosime perna ≈ 7 cm (grosimea difera in functie de pozitia asezata datorita bilelor din interiorul acesteia)
- Pernele se pot spala in masini de spalat industriale, cu cilindru rotativ, cu procedee chemo-thermo-dezinfectante conforme cu standardele privind textilele sanitare, cel mult 10 minute la maxim 90 de grade C. Se vor evita substantele pe baza de clor. Nerespectarea indicatiilor de curatare pot conduce la deteriorarea umpluturii.
- Clatire: Clatirea se va face cu apa curata in masina de spalat. De la solutiile (balsam rufe) de clatire, umplutura se poate lipi!!
- Centrifugare: Produsele se pot centrifuga, dar nu se vor stoarce prin rasucire sau presare.

!!! Din motive de igiena si protectie a sanatatii pernele folosite, desigilate din ambalajul original nu pot fi returnate.